

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Tipo de equipo	Equipo de frío controlado para uso estético
----------------	---

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	100W
Potencia de enfriamiento (cada aplicador)	90W 0°C @ Temp. ambiente 25°C
Rango de temperatura	-5°C (Tolerance $\pm 5\%$ $\pm 25^\circ\text{C}$)

ALIMENTACIÓN

Alimentación	100-240 V
	50 – 60 Hz.
	1.000W

REGULACIÓN

CE
 Directive 2006/95/CEE (LVD) sobre baja tensión
 Directive 2004/108/CE (EMC) sobre compatibilidad electromagnética
 Directive 2002/95/CEE (RoHS)
 Directive 2002/96/CEE (RAEE)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Materiales	metal y acabados en poliuretano
Dimensiones (base no incluida)	492 x 446 x 647 mm
Peso	38 Kg
Pantalla	Pantalla táctil 10,4 "

feeling the innovation
www.cocoonmedical.com