

cooltech

características técnicas

funcionamiento básico

tipo de equipo Equipo de frío controlado para uso médico

características técnicas

temperatura mínima aplicadores - 8°C
Straight **HP**, Curved **HP**, Tight **HP**
Double **HP**, Tiny **HP**, Oval **HP**

alimentación

alimentación Red monofase, 100-240V
potencia máxima 1000W
potencia de enfriamiento en cada cabezal 90W programando 0°C
con una Tamb de 25°C

regulaciones

clase del equipo según norma IEC 60601-1:2005 Clase I, tipo BF
clasificación según directiva 2007/47/CE Clase II a
marcaje CE0051
el equipo cumple con los requisitos Directiva 2007/47 CE (93/42/CE)
de la directiva (Producto sanitario)
Directiva 2002/95 CEE (RoHS)
Directiva 2002/96 ECC (RAEE)
patente propia EP-12382287

características físicas

dimensiones 540x440x550mm
peso 39 kg
pantalla Pantalla táctil 10,4"
